

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 1 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

1	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
1.1	Handelsname	
	HT- PLAST - Ausblocksilicon B	
1.2	Angaben zum Hersteller / Lieferanten	
	HT-Dentalbedarf Ungerstraße 2d 85051 Ingolstadt Tel.: 08450 / 1776 Fax.: 08450 / 9717 Notfallauskunft 08450 / 1776	

2	Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen	
	Chemische Charakterisierung	
	Zubereitung auf der Basis von Polydimethylsiloxan + Füllstoff + Hilfsstoffe	
	Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt im Sinne 67/548/EWG	

3	Mögliche Gefahren	
	Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	
	entfällt	

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 2 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

4	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none">- nach Einatmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich- nach Hautkontakt: Mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen.- nach Augenkontakt: Sofort mit fließendem Wasser abspülen. Nach anhaltender Reizung, Arzt konsultieren- nach Verschlucken: Erbrechen herbeiführen	

5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
	<ul style="list-style-type: none">- Geeignete Löschmittel: Sand / Schaum / Löschpulver / Kohlendioxid- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: ------ Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: ------ Besondere Schutzausrüstung: -----	

6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
	<ul style="list-style-type: none">- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: ------ Umweltschutzmaßnahmen: Örtliche behördliche Vorschriften beachten- Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.	

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 3 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

7	Handhabung und Lagerung	
7.1	Handhabung	
	- Hinweise zum sicheren Umgang: ----- - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich.	
7.2	Lagerung	
	- Anforderung an Lagerräume und Behälter: ----- - Zusammenlagerungshinweise: ----- - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken und Kühl lagern. Behälter dicht geschlossen halten. - VbF-Klasse: entfällt	

8	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	
8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	
	Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.	
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbez., zu überwachenden Grenzwerten:	
	entfällt	
8.3	Persönliche Schutzausrüstung:	
	- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Keine besonderen Hygienemaßnahmen erforderlich - Atemschutz: nicht erforderlich. - Handschutz: nicht erforderlich. - Augenschutz: nicht erforderlich.	

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 4 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

9	Physikalische und chemische Eigenschaften		
9.1	Erscheinungsbild		
	Form: Paste Farbe: gelb Geruch: geruchlos		
9.2	Sicherheitsrelevante Daten	Methode (67/548/EWG):	
	p h-Wert:	ca. 7	
	Zustandsänderungen:		
	Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt	
	Flammpunkt:	> 142 ° C	DIN 51376
	Entzündlichkeit:		
	Zündtemperatur:	= 425°C	DIN 51794
	Selbstentzündlichkeit:		
	Explosionsgrenzen untere:	e ntfällt	
	obere:	entfällt	
	Dampfdruck:	h Pa b ei 20 °C	
	Dichte:	b ei 20 °C 1,14 g / cm ³	
9.3	Weitere Angaben		
	Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	unlöslich	
	Viskosität:		
	Lösemittelgehalt:		
	Organische Lösemittel:	0 %	

10	Stabilität und Reaktivität		
	<ul style="list-style-type: none"> - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. - Gefährliche Reaktionen: - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorschriftsmäßiger Lagerung. Messungen haben ergeben, daß bei Temp.ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird. 		

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 5 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

11	Angaben zur Toxikologie	
	- Akute Toxizität: nicht bekannt	
	- Primäre Reizwirkung:	
	- an der Haut: Keine Reizwirkung	

12	Angaben zur Ökologie	
	- Angaben zur Elimination: Keine Daten bekannt	
	- Verhalten in Umweltkompartimenten: Keine Daten bekannt	
	- Ökotoxische Wirkungen: Verhalten in Kläranlagen (Bakterientoxizität: Atmungs - / Vermehrungshemmung): keine nachteiligen Einwirkungen in Kläranlagen zu erwarten.	

13	Hinweise zur Entsorgung	
	Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften durch Verbrennen in einer Sonderabfall-Verbrennungsanlage. Kleinere Mengen können in einer Hausmüll-Verbrennungsanlage beseitigt werden. Ablagern zusammen mit Hausmüll ggf. nach Verfestigung möglich.	
	- Abfallschlüsselnummer: 57202	
	- Weitere Hinweise:	
	- Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung: Verpackungen sind restlos zu entleeren (Tropffrei, rieselfrei, spachtelrein).	

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 6 von 7

Handelsname	HT-PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

14	Angaben zum Transport		
14.1	Landtransport	ADR / RID und GGVS / GGVE:	
	kein Gefahrgut		
14.2	Binnenschifftransport	ADN/ADNR	
14.3	Seeschifftransport	IMDG/GGVSee	
14.4	Lufttransport	ICAO-TI und IATA -DGR: kein Gefahrgut	
14.5	Weitere Angaben		

15	Vorschriften		
15.1	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:		
	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.		

EG-SICHERHEITSDATENBLATT

nach 91/155/EWG (Update:93/112/EWG)

Seite 7 von 7

Handelsname	HT- PLAST - B			
Produktnummer		Datum	18.03.97	
Hersteller / Lieferant	HT-Dentalbedarf	Überarbeitet am	28.02.00	

15.2	Nationale Vorschriften:	
	- Klassifizierung nach VbF: entfällt	
	- Wassergefährdungsklasse: entfällt	

16	Sonstige Angaben	
	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.	