

BIOKOMPATIBILITÄT ZERTIFIKAT

Prüfmaterial: Legierung HT-CERA CROM-NE

Hersteller: HT-Dentalbedarf
Ungerstraße 2a, D-85051 Ingolstadt

Prüfung:

Es wurde die folgende Prüfung zur Bestimmung der Biokompatibilität des Dentalmaterials nach ISO 10993-5, 1992: „Tests auf Zytotoxizität; *in vitro* Methoden“ durchgeführt.

ZYTOTOXIZITÄT

Die zelltoxische Wirkung des Prüfmaterials wurde im Zellkulturtest *in vitro* unter Verwendung von L 929-Zellen (Fibroblastenzelllinie) untersucht: Untersuchung von Materialien für Medizinprodukte mit Extraktionsmethode und mit Proteinbestimmung.

Testergebnis: Legierung HT-CERA CROM-NE zeigte keinen zytotoxischen Effekt.

BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH München


Behringstraße 6

D-82152 Planegg



Dr. Albrecht Poth

Datum: 30.03.1998



Dr. Stefan Pfuhrer

Datum: 30.03.1998