

# BIOKOMPATIBILITÄT ZERTIFIKAT

- Prüfmaterial:** HT-SUPRA PLATIN CO.
- Gebrauch:** Aufbrennlegierung für die Herstellung von Kronen, Brücken und kombiniertem Zahnersatz
- Hersteller:** HT-Dentalbedarf  
Ungerstraße 2a, D-85051 Ingolstadt
- Prüfung:** Es wurde die folgende Prüfung zur Bestimmung der Biokompatibilität des Dentalmaterials nach ISO 10993-5, 1999 (E) „Tests for *in vitro* cytotoxicity“ durchgeführt.
- ZYTOTOXIZITÄTSTEST**
- Die zelltoxische Wirkung des Prüfmaterials wurde im Zellkulturtest *in vitro* unter Verwendung von L929 - Zellen (Fibroblastenzelllinie) untersucht: Untersuchung von Materialien für Medizinprodukte mit Extraktionsmethode und mit Proteinbestimmung.
- Testergebnis:** Die Legierung HT-SUPRA PLATIN CO. zeigte keinen zytotoxischen Effekt.

**BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH**


Behringstraße 6

D-82152 Planegg



Dr. Angela Lutterbach

Datum: 12.03.2001



Dipl.-Biol. Dagmar Mager

Datum 12.03.2001

